



## ATENOLOL suspension orale 2 mg/mL

Ingrédients	Quantité
Atenolol 50 mg/comprimé	2 comprimés
Glycérine	2 mL
Ora-Sweet SF	qs ad 50 mL

Matériel
Mortier et pilon
Cylindre gradué
Tige de verre

### Procédure

- Triturer les comprimés dans le mortier pour obtenir une poudre fine.
- Mouiller la poudre avec la glycérine afin d'obtenir une pâte épaisse.
- Incorporer progressivement Ora Sweet SF et bien mélanger au mortier jusqu'à l'obtention d'une suspension uniforme.
- Transférer la suspension dans le cylindre gradué et utiliser environ 15 mL Ora Sweet SF restant pour rincer le mortier, puis vider dans le cylindre. Répéter l'opération.
- Compléter jusqu'au volume désiré avec Ora Sweet SF et agiter la suspension avec une tige de verre pour l'homogénéiser.
- Transvider le mélange dans une bouteille.

### Stabilité

90 jours

### Conservation

Réfrigérateur

### Remarques

Bien agiter avant usage.

Ora Sweet SF seulement. Ora Sweet SF ne peut pas être substitué pour Ora-Sweet.

### Références

- Nahata MC, et al. Pediatric Drug Formulations. 6th ed. Cincinnati, OH : Harvey Whitney Books Co, 2011.
- Patel D, et al. Short term stability of atenolol in oral liquid formulations. Int J Pharmaceut Compd. 1997;(1):437-9.
- Taketomo CK, et al. Pediatric Dosage Handbook. 19th ed. Hudson, OH : Lexi-Comp, Inc, 2012-13.

### Révision

Juin 2022